

Brasures en pâtes - Choisir son aiguille

Longueur standard :

- 13 mm
- 6 mm

Diamètre Int. :

0.80 mm

0.60 mm

0.50 mm

0.40 mm

0.30 mm

0.25 mm



Granulométrie - 2*

Granulométrie - 1*

Ag

Au
9k

Au
14k

Granulométrie - 0*

for
Pt

Au
18k

*Granulométrie - indication standard**

Brazing paste - Choose your tip

Standard length :

- 13 mm
- 6 mm

Diamètre Int. :

0.80 mm

0.60 mm

0.50 mm

0.40 mm

0.30 mm

0.25 mm



Granulometry - 2*

Ag

Granulometry - 1*

Au
9k

Au
14k

Granulometry - 0*

for
Pt

Au
18k

*Granulometry - standard indication**